


Anti-Histon H3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa, Chip - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0023484



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Histon H3 (H3.1t/H3.4), validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histon H3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-136 von humanem HIST3H3 (NP_003484.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel