


Anti-Histone H3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0024391



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Histon H3.1t (H3.4, H3/g) gerichtet ist. Geeignet für WB, WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und anderen Spezies. Für Chromatin- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Histone H3
Spezies	Human
GenID (human)	H3
GenID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 36-136 von humanem HIST3H3 (NP_003520.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Reich vorherzusagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel