

Anti-Histon H3.3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

Artikelnummer: CM0004860

Einführung

Hochwertiger Anti-Histon H3.3 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA, ChIP und ChIP-seq. Geeignet für Mensch, Maus, Ratte und andere Spezies. Ideal für Chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H3.3 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
GenID	3020
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 57-136 von menschlichem Histon H3.3 entspricht (P84243)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorausgesetzt)
SWISS	P84243
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eispackung