


Anti-Histone H3.3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16695 / P68431

Artikelnummer: CM0018497



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Histon H3.3 (H3F3A/B), validiert für WB und ELISA, mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität über Mensch, Maus, Ratte und andere Arten. Ideal für Chromatin- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H3.3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H3
Gen-ID	8290/8350
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-136 von menschlichem H3F3A (NP_002098.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel