


Anti-Histon H4 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62805

Artikelnummer: CM0016504



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen Histon H4 (P62805). Validiert für WB und ELISA mit breiter Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Unentbehrliches Werkzeug für Chromatinbiologie und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histone H4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H4
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H4 (NP_003529.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel