


Anti-Histon H4 Polyklonaler Antikörper Für Wb - P62805

Artikelnummer: CM0018964



Einführung

Präziser Histon H4 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt human, Maus, Ratte und eine breite Palette von Spezies. Essentiell für Nukleosom- und Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A; Histon H4
Spezies	Human
GeneID (Human)	H4
GeneID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H4 (NP_003529.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (breite Palette vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eistasche