


Anti-Histone H4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62805

Artikelnummer: CM0002868



Einführung

CamelBio bietet hochwertige Anti-Histone H4 Kaninchen-mAbs an, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-Histon H4 (P62805) mit breiter Kreuzreaktivität. Ideal für Chromatin- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H4/p; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; HIST4H4; Histon H4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	121504
GenID	8359
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-103 von menschlichem Histon H4 (P62805) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Reichweite vorhergesagt)
SWISS	P62805
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel