


Anti-Hjurp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ncd3

Artikelnummer: CM0022804



Einführung

HJURP Kaninchen-polyklonaler Antikörper für humane Proben, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Essentiell für die Zentromer- und Chromatinbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HJURP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAKTS; URLC9; hFLEG1; HJURP
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55355
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-190 von humanem HJURP (NP_060880.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8NCD3
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel