

Anti-Hk1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P19367

Artikelnummer: CM0006712



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches HK1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte. HK1 katalysiert den ersten Schritt der Glykolyse und spielt eine Rolle bei der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HK1 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Aliase	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; Hexokinase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-219 von menschlichem HK1 (NP_000179.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19367
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel