

Anti-Hk1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P19367

Artikelnummer: CM0016757



Einführung

Anti-HK1-polyklonaler Antikörper (pAb) für Mensch, Maus und Ratte. Für WB und ELISA validiert. Reagiert mit Hexokinase-1, einem zentralen Enzym der Glykolyse und Rezeptor der angeborenen Immunität. Ideal für die Erforschung von Stoffwechsel und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HK1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; Hexokinase; HK1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-300 der menschlichen HK1 entspricht (NP_000179.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19367
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku