


Anti-Hk3 Polyklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52790

Artikelnummer: CM0026389



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliche Hexokinase-3 (HK3), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt HK3 in Proben von Mensch, Maus und Ratte, mit einer vorhergesagten Bande bei 99 kDa. Ideal für Studien zur Glykolyse und Krebsstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HK3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HXK3, HKIII, HK3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-270 von menschlichem HK3 (NP_002106.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52790
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel