

Anti-Hkdc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q2Tb90

Artikelnummer: CM0021288

Einführung

Anti-HKDC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes HKDC1, eine Hexokinase, die am Glukosehaushalt und der hepatischen Lipidakkumulation beteiligt ist. Ideal für Stoffwechselstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HKDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RP92; HKDC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	80201
GeneID	80201
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q2TB90
Proteingewicht	103kDa
Versand	Eisbeutel