

Kaninchen-Polyklonale Anti-Hla-B-Antikörper Für Wb - P01889

Artikelnummer: CM0028365



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane HLA-B, validiert für Western Blot. Zielt auf ein Molekül des Haupthistokompatibilitätskomplexes der Klasse I ab, das an der Antigenpräsentation gegenüber CD8+-T-Zellen und der Immunüberwachung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MITD Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HLA-B
Spezies	Mensch
Gen-ID	3106
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 263-362 von humanem HLA-B entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01889
Proteinmasse	40 KDa
Versand	Eisbeutel