

Anti-Hla-Klasse-1-Abc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04439 / P01889 / P10321

Artikelnummer: CM0027809



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HLA-A, HLA-B und HLA-C. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für immunologische Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-Klasse-1-ABC-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AS; HLAB; B-4901
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3106
GeneID	3105/3106/3107
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HLA-A+HLA-B+HLA-C (NP_001229687.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04439/P01889/P10321
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel