

Anti-Hla-Dmb Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28068

Artikelnummer: CM0003917



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DMB (MHC-Klasse-II-Antigen DM beta-Kette). Validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit human. Molekulargewicht 29 kDa. Ideal für die Immunologie- und Antigenpräsentationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DMB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RING7; D6S221E; HLA-DMB
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3109
Gen-ID	3109
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HLA-DMB (P28068) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P28068
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel