

Anti-Hla-Dpb1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04440

Artikelnummer: CM0011604



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HLA-DPB1. Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt ein Band bei 29 kDa. Ideal für die Erforschung der MHC-Klasse-II-Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DPB1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B
Spezies	Human
GeneID (Human)	3115
GeneID	3115
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HLA-DPB1 (NP_002112.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04440
Protein-Gewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel