

Anti-Hla-Dpb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04440

Artikelnummer: CM0021471



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen HLA-DPB1 (MHC-Klasse-II-Betakette) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Vorhergesagtes MG 29 kDa. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DPB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DPB1; HLA-DP; HLA-DPB; HLA-DP1B; HLA-DPB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3115
GenID	3115
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-100 von menschlichem HLA-DPB1 (NP_002112.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04440
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel