

Anti-Hla-Dqa1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Artikelnummer: CM0002322

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DQA1 (MHC-Klasse-II-DQ-Alpha-Kette). Validiert für WB, IHC-P, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Immunologie- und Antigenpräsentationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DQA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3117
GenID	3117
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 155-254 von humanem HLA-DQA1 (P01909) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01909
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel