

Anti-Hla-Dqa1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01909

Artikelnummer: CM0023875



Einführung

HLA-DQA1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Zielt auf die MHC-Klasse-II-Alpha-Kette ab, die an der Antigenverarbeitung und -präsentation beteiligt ist. Ideal für die Immunologie und die Erforschung von Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DQA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DQA1; DQ-A1; CELIAC1; HLA-DQA; HLA-DQB1; HLA-DQA1*; HLA-DQA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 24-216 von humanem HLA-DQA1 (NP_002113.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01909
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel