

Anti-Hla-Dqb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01920

Artikelnummer: CM0021248



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-HLA-DQB1-Antikörper für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Zielstruktur ist die humane HLA-Klasse-II-DQ-Beta-1-Kette (MHC II); ideal für immunologische und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DQB1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	IDDM1; CELIAC1; HLA-DQB; HLA-DQB1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3119
GeneID	3119
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 33-127 des humanen HLA-DQB1 (NP_002114.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01920
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku