

Anti-Hla-Dr Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01903

Artikelnummer: CM0006108



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HLA-DR-Alpha-Kette (P01903). Validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA in humanen Proben; ideal für die Untersuchung von Antigenpräsentation, T-Zell-Antworten und immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DR Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3122
GeneID	3122
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HLA-DRA entspricht (P01903)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eispack