

Anti-Hla-Dr Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01903

Artikelnummer: CM0008417



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DRA, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf die MHC-Klasse-II-Antigen-DR-alpha-Kette, 29 kDa, geeignet für Forschung in Immunologie und Immuno-Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DR Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
Gencode (Mensch)	3122
Gencode	3122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-126 von humanem HLA-DRA (NP_061984.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel