

Anti-Hla-Dra-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01903

Artikelnummer: CM0018613



Einführung

Anti-HLA-DRA-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (P01903) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Antigenpräsentation durch MHC-Klasse II und der T-Zell-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Art	Mensch
GeneID	3122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26-216 des humanen HLA-DRA (NP_061984.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01903
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku