

Anti-Hla-Dra Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01903

Artikelnummer: CM0016137



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HLA-DRA, validiert für Western Blot (WB), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Geeignet für immunologische Forschung und Antigen-Präsentations-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1; HLA-DRA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3122
GenID	3122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-216 von menschlichem HLA-DRA (NP_061984.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P01903
Proteinmolekulargewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel