

Anti-Hla-Drb1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01911

Artikelnummer: CM0003611



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes HLA-DRB1 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Untersuchung der Antigenpräsentation durch MHC-Klasse-II, Immunreaktionen und Transplantationsbiologie. - P01911.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRB1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SS1, DRB1, HLA-DRB, HLA-DR1B, HLA-DRB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3123
GenID	3123
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HLA-DRB1 (P01911) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01911
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel