

Anti-Hla-Drb3 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P79483

Artikelnummer: CM0013139



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DRB3 (MHC-Klasse-II-DR-Beta-3-Kette). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der adaptiven Immunität und Antigenpräsentation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRB3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRB3; HLA-DPB1; HLA-DR1B; HLA-DR3B; HLA-DRB3*; HLA-DRB3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3125
Gen-ID	3125
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 30-227 von humanem HLA-DRB3 (NP_072049.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P79483
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel