

Anti-Hla-Drb4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13762

Artikelnummer: CM0002462

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HLA-DRB4 (MHC-Klasse-II-DR-Beta-4-Kette). Validiert für WB und ELISA. Präsentiert prozessierte Antigene an CD4+ T-Zellen, essentiell für Studien zur adaptiven Immunität und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-DRB4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DR4; DRB4; HLA-DRB; HLA-DR4B; HLA-DRB4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3126
GenID	3126
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem HLA-DRB4 (P13762) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13762
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel