

Anti-Hla-E Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P13747

Artikelnummer: CM0026397



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen humanes HLA-E (MHC-Klasse-I-Antigen E) für Western Blot und ELISA. Validiert für humane Proben, unterstützt dieser Antikörper Studien zu Immunüberwachung und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLA-E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	QA1; HLA-6.2; HLA-E
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3133
GeneID	3133
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HLA-E (NP_005507.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13747
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel