


Anti-Hltf-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14527

Artikelnummer: CM0012335



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen HLTf (SWISS Q14527) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ziel ist die DNA-abhängige ATPase/E3-Ligase, die an DNA-Schadens-Toleranz und Chromatin-Regulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLTf Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6596
Gen-ID	6596
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1009 von humanem HLTf (Q14527) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14527
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eistasche