


Anti-Hltf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14527

Artikelnummer: CM0026200



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes HLTf (DNA-abhängige ATPase/E3 Ubiquitin-Protein-Ligase), validiert für WB und ELISA. Zielt auf einen zentralen Chromatin-Remodeller ab, der an DNA-Schadentoleranz, Transkriptionsregulation und Erhaltung der DNA-Methylierung beteiligt ist. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLTf Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ZBU1; HLTf1; RNF80; HIP116; SNF2L3; HIP116A; SMARCA3; HLTf
Spezies	Mensch
GenelD (Mensch)	6596
GenelD	6596
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 726–1009 des menschlichen HLTf (NP_620636.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14527
Proteinmasse	114 kDa
Versand	Eispack