

Anti-Hlx Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14774

Artikelnummer: CM0030233

Einführung

Anti-HLX Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf das humane H2.0-ähnliche Homeobox-Protein ab, das an der Th1-Zelldifferenzierung beteiligt ist. Geeignet für die Embryogenese- und Hämatopoese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HLX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB24; HLX1; HLX
Spezies	Mensch
GenID	3142
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14774
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel