

Anti-Hmbs Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08397

Artikelnummer: CM0024539



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes HMBS (Porphobilinogen-Desaminase) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Wesentlich für die Häm-Biosynthese- und Porphyrin-Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMBS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Spezies	Human
GenID (human)	3145
GenID	3145
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-361 von humanem HMBS (NP_000181.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P08397
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel