

Anti-Hmbs Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08397

Artikelnummer: CM0002090



Einführung

HMBS Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem, ratten HMBS (Porphobilinogen-Deaminase), einem Enzym der Häm-Biosynthese (UniProt P08397).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMBS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UPS; PBGD; PORC; PBG-D; HMBS
Spezies	Human
Gen-ID	3145
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des humanen HMBS (P08397) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08397
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel