

Anti-Hmg20A Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np66

Artikelnummer: CM0028630

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen HMG20A, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chromatinregulation und neuronaler Differenzierung. - Q9NP66

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMG20A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HMGX1; HMGXB1; HMG20A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10363
Gen-ID	10363
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-347 des menschlichen HMG20A (NP_060670.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NP66
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eispackung