

Anti-Hmg20B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P0W2

Artikelnummer: CM0020339

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HMG20B (BRAF35, SOXL), geeignet für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu humanen und murinen Proben. Ideal für Chromatin-, Zellzyklus- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMG20B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOXL; HMGX2; BRAF25; BRAF35; HMGXB2; PP7706; pp8857; SMARCE1r; HMG20B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10362
Gen-ID	10362
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-317 von humanem HMG20B (NP_006330.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9P0W2
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel