


Anti-Hmga1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq - P17096

Artikelnummer: CM0010366



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes HMGA1 (P17096) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP-seq. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. HMGA1 ist ein DNA-bindendes Protein, das an der Chromatinstruktur und der Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGA1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Spezies	Mensch
GenID	3159
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-107 von humanem HMGA1 (P17096) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17096
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel