


Anti-Hmga1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P17096

Artikelnummer: CM0023704



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes HMGA1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ziel ist das High-Mobility-Group-Protein HMG-I/HMG-Y, das an der Transkriptionsregulation und Chromatinstruktur beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3159
Gen-ID	3159
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HMGA1 entspricht (NP_665908.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P17096
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eistasche