

Anti-Hmga2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52926

Artikelnummer: CM0028977

Einführung

Hochwertiger HMGA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (P52926), validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation und Chromatinstruktur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HMGA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BABL; LIPO; SRS5; HMGIC; HMGI-C; STQTL9; HMGA2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8091
Gen-ID	8091
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (55-109) von humanem HMGA2 (NP_003474.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52926
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eistasche