


Anti-Hmgb1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09429

Artikelnummer: CM0003189



Einführung

KO-validierter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HMGB1 (P09429). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Relevant für die Forschung zu Chromatinbiologie, Entzündung und Autophagie.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	[KO Validated] HMGB1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HMG1; HMG3; HMG-1; SBP-1; B1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3146
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HMGB1 (P09429) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09429
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel