

Anti-Hmgb2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P26583

Artikelnummer: CM0021234

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HMGB2, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes HMGB2. Ideal für Chromatin- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMG2; HMGB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3148
Gen-ID	3148
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26583
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel