

Anti-Hmgb2-Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb - P26583

Artikelnummer: CM0011750

Einführung

Kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes HMGB2 (HMG2), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP und CUT&Tag. Erkennt HMGB2 in humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung von Chromatin und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGB2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HMG2; HMGB2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3148
Gen-ID	3148
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen HMGB2 (P26583) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26583
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku