

Anti-Hmgb2 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P26583

Artikelnummer: CM0030119

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen HMGB2, validiert für Western Blotting und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-HMGB2 (24 kDa). Geeignet für Forschung zu Chromatinstruktur, Transkription und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGB2 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	HMG2; HMGB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3148
Gen-ID	3148
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem HMGB2 (P26583) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P26583
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel