


Anti-Hmgb3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O15347

Artikelnummer: CM0015840



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes HMGB3 (High Mobility Group Protein B3, HMG4/HMG-2a). Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Forschung zu Chromatin, Transkription und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGB3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HMG4; HMG-4; HMG2A; HMG-2a; HMGB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3149
GenID	3149
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O15347
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eisbeutel