

Anti-Hmgcl Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35914

Artikelnummer: CM0027585



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HMGCL, eine mitochondriale Lyase, die für die Ketogenese und Leucinkatabolie entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGCL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HL, HMGCL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3155
GenID	3155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-325 des humanen HMGCL (NP_000182.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35914
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel