


Anti-Hmgcs1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q01581

Artikelnummer: CM0029658



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HMGCs1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Cholesterinstoffwechsel und zur Lipidbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HMGCs1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMGCs; HMGCs1
Spezies	Human
GeneID (human)	3157
GeneID	3157
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 241-520 von humanem HMGCs1 (NP_002121.4) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01581
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel