


Anti-Hmgcs2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc-P, Elisa - P54868

Artikelnummer: CM0006959



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HMGCS2, validiert für WB, IF, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur Ketogenese und zum mitochondrialen Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGCS2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HMGCS2; Hydroxymethylglutaryl-CoA-Synthase; mitochondrial; 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzym-A-Synthase; 3-Hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-Synthase 2
Spezies	Mensch
Gen-ID	3158
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen HMGCS2 entspricht. (NP_005509.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54868
Proteingewicht	50 kDa/52 kDa/56 kDa
Versand	Kühlakku