


Anti-Hmgcs2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P54868

Artikelnummer: CM0013903



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches HMGCS2 gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Ketogenese, Lipidstoffwechsel und Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMGCS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HMGCS2
Spezies	Mensch
GenID	3158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 269-508 von menschlichem HMGCS2 (NP_005509.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54868
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel