

## Anti-Hmgn1-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05114

Artikelnummer: CM0025140

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HMGN1 (HMG14), ein nicht-histones chromosomales Protein. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; reagiert mit Human- und Mausmaterial. Geeignet für Chromatin- und Genexpressionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HMGN1 Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | HMG14; HMGN1                                                                                                                                 |
| Spezies           | Human                                                                                                                                        |
| GeneID            | 3150                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HMGN1 (NP_004956.5) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                  |
| SWISS             | P05114                                                                                                                                       |
| Protein-Gewicht   | 11kDa                                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                    |