


Anti-Hmox2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30519

Artikelnummer: CM0027903



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen HMOX2 (Häm-Oxygenase-2) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde.

Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem HMOX2. Ideal für die Forschung zu Häm-Katabolismus und CO-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HMOX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HO-2; HMOX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3163
GenID	3163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von menschlichem HMOX2 (NP_002125.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30519
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel