

Anti-Hn1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uk76

Artikelnummer: CM0006900

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HN1 (JPT1), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 16-kDa-Protein, das an der Zellzyklusregulation, Adhäsion und Androgenrezeptor-Signalisierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HN1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HN1; ARM2; HN1A
Spezies	Mensch
GeneID (human)	51155
GeneID	51155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-154 von humanem HN1 (NP_057269.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UK76
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel